

verzió:

20171201

Fej-Nyak

Protokoll	<b>Arckoponya - natív- low-dose</b>
Indikáció	Sinusitis iránydiagnózissal, Arckoponya RTG felvétel helyett.
Előkészítés	

Kontrasztanyag

per os	
per rectim	
i.v.	
mennyiség	
sebesség (ml/s)	
Só mennyiség (ml)	
késleltetés (s)	
bolus tracking helye	

Mérések

Fázisok	<b>Natív</b>
Vizsgáló terület	A sinus frontalis elülső falától a mastoidealis sejtek hátulsó, alsó faláig, illetve a sinus frontalis tetejétől a sinus maxillaris aljáig.

Rekonstrukciók,  
képanyag

Felirat/label	<b>Natív - csont</b>		
Ablak	<b>Csont</b>		
Szeletvastagság	1-2		
Increment	25%		
Irány	AXI+COR+SAG		
Kernel/Filter	Hi-Res Bone		
Típus	MPR		

Megjegyzés

Irodalom	1. Comparison of Effective Doses for Low-Dose MDCT and Radiographic Examination of Sinuses in Children American Journal of Roentgenology. 2005;184: 1611-1618. 10.2214/ajr.184.5.01841611 Read More: <a href="http://www.ajronline.org/doi/abs/10.2214/ajr.184.5.01841611">http://www.ajronline.org/doi/abs/10.2214/ajr.184.5.01841611</a>
----------	--