

verzió:

20171201

Fej-Nyak

Protokoll	Belső fül - natív
Indikáció	
Előkészítés	

Kontrasztanyag

per os	
per rectim	
i.v.	
mennyiség	
sebesség (ml/s)	
Só mennyiség (ml)	
késleltetés (s)	
bolus tracking helye	

Mérések

Fázisok	Natív
Vizsgálendő terület	Sinus frontalis teteje - felső fogsor.

Rekonstrukciók, képanyag

Felirat/label	Natív - Lágyrész	Natív - Hi-Res
ablak	Lágyrész	Hi-Res
Szeletvastagság	2-3	0,4-0,8
Increment	25-50%	25-50%
Irány	AXI+COR	AXI+COR+megj.
Kernel/Filter	Soft	Hi-Res Bone
Típus	MPR	MPR

Megjegyzés

Rekonstrukciók készíthetők külön-külön mindkét oldalról is. PSAG és PCOR (függőleges félkörös ívjáratokra merőleges , valamint velük párhuzamos) síkok segíthetnek az anatómia további megítélésében.

Irodalom: