

verzió:

20171201

Neuro

Protokoll	<b>Sella – kontrasztos dinamikus</b>		
Indikáció	<b>Hypophysis térfoglaló folyamat gyanúja (MR kivitelezhetetlensége esetén), csontos sella ábrázolása, intra-, parasellaris meszesedések</b>		
Előkészítés	4-6 óra éhezés, bőséges folyadék bevitel		
Kontrasztanyag	A kontrasztanyag mennyiség átlagos testalkatra van megadva. Javasolt a testsúlytól függővé tenni az adagolást (1 ml/tskg)		
	<b>per os</b>		
	<b>per rectim</b>		
	<b>i.v.</b>	<b>Natív</b>	<b>Kontraszt</b>
	<b>mennyiség (ml)</b>		80 ml (1 ml/tskg)
	<b>sebesség (ml/s)</b>		3-4 ml/mp
	<b>Só mennyiség (ml)</b>		20-30 ml sóoldatos bemosás
	<b>késleltetés (s)</b>		Smart prep (14 – 16 mp)
	<b>bolus tracking helye</b>		

Mérések

	<b>Fázisok</b>	<b>Natív</b>	<b>Kontrasztanyag</b>
	<b>Vizsgálandó terület</b>	Sella alapjától a chiasma fölé 2 szelettel	
Rekonstrukciók, képanyag	<b>Felirat/label</b>		<b>Kontrasztos dinamikus</b>
	<b>Ablak</b>		<b>Agyi ablak</b>
	<b>Szeletvastagság</b>		0,625
	<b>Increment</b>		
	<b>Irány</b>		<b>AXI +COR+SAG</b>
	<b>Kernel/Filter</b>		Soft
	<b>Típus</b>		MPR 3 síkú

- Megjegyzés
1. Amennyiben a CT készülék alkalmas rá a vizsgálat végezhető döntött gantryvel az orbitomeatalis síkra döntve.
  2. Az axialis síkú rekonstrukciókat az orbitomeatalis síkban kell elkészíteni.

Irodalom