

OENO:	
Protokoll (OENO megnevezés):	Sacroiliacalis ízületek (AP kivetített felvétele)
Indikáció:	
Blende határok:	
Anatómiai képletek:	sacroiliacalis ízületek, L.V.-S.I. ízület
Képméret:	24x30 cm
FFT:	60 cm
Centrális sugár:	<p>Irányítsuk a fősugarat férfiaknál 30 fokkal, nőknél 35 fokkal cranialisan úgy, hogy a két SIAS-t összekötő harántvonal alatt 4-5 cm-rel legyen a középvonalban (CS merőleges az L.V.-S.I. ízületre).</p> <p>A szög módosulhat az ágyéki lordosisnak megfelelően. A CS a detektor (kazetta) közepére irányul.</p>
Beállítás (beteg elhelyezése):	<p>A beteg hanyatt fekszik az asztalon. A test mediansagittalis síkja legyen az asztal középvonalában. A beteg nyújtsa kis a lábait és tegyünk támasztékot a térdei alá, hogy kényelmes legyen. Mindkét SIAS azonos harántsíkban legyen. Hason fekve is készülhet 30-35 fokos caudalisan döntött centrális sugárral (amelyik belép az L. IV. proc. spinosusánál vagy a csípőlapát tetejénél).</p>
Felvételi követelmény:	Az SI és L.V.-S.I. ízület jól ábrázolódjon.
Megjegyzés:	Oldaljelzés, gonádvédelem.